

## Anwendung

erstellt von:

erreichbar unter:

für :

Benutzername:



Kennwort:



**Starten Sie das Programm**

**Schließen Sie ihr Therapiegerät an**

Klicken sie hier um zu beginnen



Folgen Sie den Anweisungen und starten Sie durch klicken

Bitte achten Sie darauf, dass Sie während der Anwendung

- kein Mobiltelefon tragen
- den Schmuck ablegen
- viel Trinken ( klares Wasser – oder mit Vitaminen und Mineralien angereichertes Wasser )
- genau der Anweisung Ihres Therapeuten folgen

Wir empfehlen eine für Sie schöne, beruhigende Musik einzulegen um entspannen zu können.

Sollte bei der Anwendung ein Zap-Programm laufen:

- Es läuft lange: gerne können Sie in dieser Zeit auch Fernsehen, Musikhören oder Lesen.
- entweder Handgelenkte oder „an den Ort des Geschehens“ Bauch / Rücken - Fuß li / Hand re)
- Die Amplitude fahren Sie bitte bis unterhalb der Schmerzgrenze nach oben ( Normalfall ca. 80% )
- Bitte halten Sie dringend die Pausen ein – nicht überspringen !
- Schließen Sie das blaue Kabel rechts/vorne/oben an und das rote Kabel links/hinten/unten an die Klebelektroden an.
- Am nächsten Therapietag tauschen Sie bitte die Kabel am Raycer ( blaues Gerät )

Der „Light Pen“ ist auf dem unteren Teil integriert ( leuchtet )

Der „Beamer“ ist die ebene Fläche ( kein Signal oder Ton hörbar )

**Folgen Sie genau den Anweisungen auf dem Bildschirm**

Für Fragen steht Ihnen die Hotline zur Verfügung (0931) 32283-12 // (0177) 33 99 990

